

USTED
ESTÁ EN EDAD DE SER INVITADO/A
A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE LA
CONSEJERÍA DE SALUD DE CANTABRIA
PARA EL
**DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL CÁNCER DE
COLON**

SOLO TIENE QUE RECOGER EN SU DOMICILIO
UNA PEQUEÑA MUESTRA DE HECES PARA
REALIZAR EL **TEST** SIGUIENDO LAS
INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE
FOLLETO Y DEPOSITAR EL TUBO EN SU
CENTRO DE SALUD EN LOS RECIPIENTES
SEÑALADOS PARA ELLO

**ES IMPORTANTE: USTED ES EL PRINCIPAL
RESPONSABLE DE SU SALUD**


* No realizar la prueba si presenta hemorroides
sangrantes o menstruación hasta que no hayan
transcurrido 3 días seguidos sin pérdidas de sangre

Programa de **Detección Precoz** del **Cáncer Colorrectal**


en
Cantabria



INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA DE LA MUESTRA PARA LA DETERMINACIÓN DE SANGRE EN HECES




1
EXTRAIGA EL TUBO DE LA BOLSA DE PLÁSTICO VERDE.
DESPEGUE LA ETIQUETA QUE LLEVA SU CARTA DE INVITACIÓN.




2
PEGUE LA ETIQUETA EN LA PARTE PLANA DEL TUBO.
NO LA PEGUE SOBRE EL TAPÓN NI EN DIAGONAL.




3
COLOQUE UNA CAPA DE PAPEL HIGIÉNICO EN LA TAZA, COMO INDICA LA FLECHA, Y SIÉNTESE DE CARA A LA CISTERNA.



4
DESENROSQUE EL TAPÓN VERDE DEL TUBO Y EXTRAIGA EL BASTONCILLO, CON CUIDADO DE NO DERRAMAR EL LÍQUIDO.



5
PONGA EN CONTACTO LA PUNTA DEL BASTONCILLO CON LAS HECES Y MUÉVALO DIBUJANDO LÍNEAS HORIZONTALES Y VERTICALES.
ES SUFICIENTE CON POCA CANTIDAD.



6
INTRODUZCA EL BASTONCILLO VERDE EN EL TUBO, ENROSQUE LA TAPA Y AGITE UNOS SEGUNDOS.



7
GUARDE EL TUBO ETIQUETADO EN LA BOLSA VERDE.
PUEDE CONSERVARLA EN EL FRIGORÍFICO HASTA 3 DÍAS.
(NO CONGELAR).



8
LLÉVELA LO ANTES POSIBLE A SU CENTRO DE SALUD Y DEPOSÍTELA EN EL CONTENEDOR ASIGNADO AL PROGRAMA.